

## FLASH INFO MÉTRITE CONTAGIEUSE 2021

### Chères consœurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs,

Vous nous confiez régulièrement des analyses de métrite contagieuse équine (recherche de *Taylorella equigenitalis*), et nous vous en remercions. Afin de gagner du temps dans la prise en charge de vos prélèvements, et répondre au mieux à votre demande, nous tenions à vous rappeler quelques consignes concernant cette analyse :

Penser à bien renseigner les sites de prélèvement et l'identité des chevaux (nom+N° d'identification), données indispensables pour une transmission SIRE notamment.

BEVA: N'oubliez pas de préciser « certificat BEVA » sur votre demande pour faire reconnaître vos analyses réalisées en France (LABÉO Frank Duncombe uniquement)

Typage capsulaire systématique sans surcoût en cas d'isolement d'une souche de Klebsiella pneumoniae.

Demander impérativement une recherche de Klebsiella par culture.

Matériel de prélèvement disponible gratuitement sur simple demande!

accueil-commandes@laboratoire-labeo.fr

Renouveler vos écouvillons à chaque saison de monte

alors effectuée par défaut (comme précisé sur le formulaire IFCE)

Nous vous joignons également un **tableau récapitulatif des différentes techniques** proposées par LABÉO pour la recherche de *Taylorella equigenitalis* (au verso). N'hésitez pas à nous appeler au **02-31-47-19-41 (LABÉO Frank Duncombe) ou au 02-33-82-39-00 (LABÉO Orne)** pour toute information complémentaire.

Bien cordialement,

Dr Loïc LEGRAND Chef du service Virologie-Biologie Moléculaire, LABÉO Frank Duncombe Dr Karine MAILLARD Chef du service Microbiologie Vétérinaire, LABÉO Frank Duncombe Dr Elodie PICARD Chef du pôle santé LABÉO Orne

Méthode d'analyse non mentionnée ? l'IF sera

4

export » sur l'ordonnance.

AL

- Acent

Nos sites accrédités pour les analyses de la monte :

# LABÉO Pôle d'analyses et de recherche de Normandie

## FLASH INFO MÉTRITE CONTAGIEUSE 2021

Tableau récapitulatif des différentes techniques proposées par LABÉO pour la recherche de *Taylorella* equigenitalis :

	Culture	IF	PCR
Utilisation	Exportation semence et jument  Monte	Monte	Monte en France  Exportation jument Irlande et Angleterre
Milieu de transport de l'écouvillon	Amies charbon	Amies simple ou Amies charbon	Ecouvillon sec (idéalement) Amies simple ou Amies charbon
Durée d'acheminement autorisée	24 H si transport non réfrigéré 48 H si transport réfrigéré	Jusqu'à 3 jours	48 H (Exportation Irlande et Angleterre) 1 semaine (monte)
Rendu de résultats	Minimum 7 jours*	48 heures	48 heures**
Inconvénients	Risque de résultats « ininterprétables » si flore saprophyte abondante (1 % des cas)	Risque de faux positifs (2 % des cas)*** <b>Résultat positif à confirmer par culture.</b>	Pas d'antibiogramme possible si résultat positif (pas de souche). <b>Résultat positif à</b> <b>confirmer par culture.</b>

<sup>\*</sup>Pour la culture, le rendu des résultats s'effectue à J+7, à partir de 16h00 (J étant le jour de réception du prélèvement). Les échantillons reçus le samedi matin sont pris en charge, et répondus le lundi à J+9.

#### Nos sites accrédités pour les analyses de la monte :

LABÉO FRANK DUNCOMBE - 1, route de Rosel - Saint-Contest - 14 053 Cedex 4 - 02 31 47 19 19 - Fax. 02 31 47 19 00 - Ifd@laboratoire-labeo.fr LABÉO ORNE - 19, rue Candie - CS 60007 - 61 001 ALENCON Cedex - 02 33 82 39 00 - Fax. 02 33 26 55 61 - orne@laboratoire-labeo.fr Laboratoire agrée par les ministères chargés de l'Agriculture\*, de la Santé\*, de l'Environnement\* et de l'Économie et par l'autorité de sûreté nucléaire\* pour les analyses de radioactivité de l'environnement. \*Portée de l'agrément, voir site de ces ministères. Accréditations COFRAC N°1-6185, N°1-6186, N°1-6437 et N°2-5687. Portée disponible sur www.cofrac.fr

v02 2/2

<sup>\*\*</sup>les analyses PCR reçues le samedi sont répondues le lundi suivant.

<sup>\*\*\*</sup>Risque accru de faux positifs lors de nettoyage à la polyvidone iodée (données LABÉO Frank Duncombe).